



Sanix® AH

Animal Health



Eficaz contra bacterias, virus, hongos y esporas en un 99.9%.

Solución antiséptica y germicida de amplio espectro.

Útil en la esterilización de equipos médicos.

ESPECIE



sanfersaludanimal.co

Línea de desinfectantes



PRESENTACIONES

Envase Plástico x 120 mL
Envase Plástico x 5 L

PRINCIPIO ACTIVO

Cada 100 mL de solución contienen:
Ácido Hipocloroso.....7.8 mg
Dióxido de Cloro.....3.8 mg
Ion Hipoclorito.....2.2 mg
100 ppm Cloro Libre

FORMA FARMACÉUTICA

Solución

INDICACIONES

En perros, gatos, equinos, bovinos, porcinos, ovinos, caprinos y aves como solución antiséptica y germicida de amplio espectro eficaz contra virus (*Calicivirus felino*), bacterias y esporas (*Escherichia coli*, *Klebsiella pneumoniae*, *Pseudomona aeruginosa*, *Staphylococcus aureus*, *Proteus mirabilis*, *Streptococcus agalactiae* y *Streptococcus pyogenes* (β -hemolítico)) y hongos (*Candida albicans* y *Trichophyton verrucosum*). Útil en la esterilización de equipos médico-quirúrgicos.

DOSIS PRÁCTICA

Como antiséptico: Actúa rápidamente en forma eficaz en las superficies cutáneas y subcutáneas que presentan heridas o áreas infectadas. Para prevenir infecciones post-operatorias. Se aplica directamente sobre la herida y no causa daño a los animales. Para obtener una óptima efectividad, se debe exponer el área afectada que se desea desinfectar por un mínimo de 60 segundos y después secar con una tela limpia. No es corrosivo, no irrita mucosa y piel. Este producto no sustituye la antibioterapia prescrita por el médico por lo tanto no suspenda el tratamiento.

Como esterilizante: lavar previamente el material, equipo médico y quirúrgico, sumergir por un periodo de 15 minutos. Listo para usarse, no tóxico, no requiere ningún activador, no daña el medio ambiente y no necesita ningún manejo especial para su aplicación.